

Наименование направляющего учреждения				Код направляющего учреждения			
Фамилия пациента				Имя пациента			
Отчество пациента		Пол пациента		Дата рождения пациента			
		<input type="checkbox"/> Мужской <input type="checkbox"/> Женский		ДД - ММ - ГГГГ			
Контактный телефон пациента <input type="checkbox"/> ; врача <input type="checkbox"/>		Беременность		Срок беременности		День цикла	
		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		<input type="checkbox"/> Недель		<input type="checkbox"/> Менопауза	
Диагноз						Время взятия образца	
						ЧЧ - ММ	
Фамилия врача		И.О. врача		Дата взятия образца			
				ДД - ММ - 202Г			
				Код пациента			

Внимание! Для выполнения исследования необходимо обязательное присутствие всех указанных образцов. При взятии крови соблюдайте следующую последовательность заполнения пробирок: **1. Кровь (сыворотка)**. **2. Кровь с ЭДТА**. **3. Кровь с флюоридом натрия**.

Дополнительные данные для программы 300147.

Изменение веса	+ <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	кг. за период	(неделя, месяцев, год)	Повышение уровня холестерина/триглицеридов/ЛПНП	<input type="checkbox"/>	Повышенный аппетит	<input type="checkbox"/>
- <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				Сопутствующие заболевания:	<input type="checkbox"/> сердечно-сосудистые	<input type="checkbox"/> сахарный диабет 2 типа	

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ • КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ

приоритет обычный

Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="checkbox"/> 300140 Здоровая кожа КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Железо, Са2+, Магний, Цинк, ТТГ, Андростенди-ола глюкоронид, anti-Helicobacter pylori IgG (кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), Anti-Ascaris lumbricoides IgG (п.кол.)	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="checkbox"/> 300147 Формула стройности ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА ** Холестерин общий, ЛПНП-холестерин, ЛПВП-холестерин, Триглицериды, С-реактивный белок (высокочувств.), Инсулин, Индекс НОМА, С- пептид, Кортизол, ТТГ, Лептин
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="checkbox"/> 300141 Здоровые кожа, волосы и ногти КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Железо, Са2+, Магний, Цинк, ТТГ, Андростенди-ола глюкоронид, anti-Helicobacter pylori IgG (кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), Anti-Ascaris lumbricoides IgG (п.кол.)	Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ КРОВЬ с ЭДТА Гликозилированный гемоглобин (Hb A1C)
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="checkbox"/> 300142 Эссенциальные микроэлементы (комплекс 4): Кобальт, Марганец, Медь, Селен КРОВЬ (СЫВОРОТКА)	Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ КРОВЬ с ЭДТА Генетическая предрасположенность к избыточному весу. Исследование полиморфизмов в генах: FTO (T>A), PPARD (-87T>C), PPARGC1A (S482G G>A), PPARGC1B (A203P G>C) Заключение врача генетика к услуге «Генетическая предрасположенность к избыточному весу»
Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ КРОВЬ с ЭДТА Гликозилированный гемоглобин (Hb A1C)	Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза

На направительном бланке указаны преаналитические требования с условиями хранения образцов до 24 часов, подробнее в Приложении №2. Для всех образцов кровь (сыворотка) рекомендуется **центрифугировать** пробирку после формирования фибринового сгустка, но **не позднее двух часов** после взятия крови (2000 g – 10 минут при t = +18+25 °С). Хранить при t = +2 +8 °С в первичной пробирке.

Особые условия:

Сразу после центрифугирования **перенести сыворотку в пробирку с крышкой-пробкой (без наполнителя) и **сразу заморозить** при t = -20 °С. **Доставить** в замороженном виде.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

Бланк заказа заполняется только печатными буквами
черной или синей ручкой!

 Выбрать
 Отменить

ZK03