

Наименование направляющего учреждения

Код направляющего учреждения

Фамилия пациента

Имя пациента

Отчество пациента

Пол пациента
☐ Мужской ☐ Женский

Дата рождения пациента
Д Д — М М — Г Г Г Г

Контактный телефон пациента ☐ ; врача ☐

Беременность
☐ Да ☐ Нет

Срок беременности
☐ Недель

День цикла

Менопауза
☐ лет

Время взятия образца
Ч Ч — М М

Диагноз

Дата взятия образца
Д Д — М М — 2 0 2 Г

Фамилия врача

И.О. врача

Код пациента

Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ Хранение и транспортировка t = +18...+25 °С ☐ 130001 Субпопуляция лимфоцитов, минимальная панель Т-лимф. (CD3+CD19-), отн. и абс. кол.; Т-хелперы (CD3+CD4+), отн. и абс. кол.; Т-цитотоксич. лимф. (CD3+CD8+), отн. и абс. кол.; Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/CD3+CD8+); В-лимф. (CD3-CD19+), отн. и абс. кол.; Активир. Т-лимф., экспрессир. HLA-DR (CD3+HLA-DR+), отн. и абс. кол.; В и NK лимф., экспрессир. HLA-DR+ (CD3-HLA-DR+), отн. и абс. кол.; NK-клетки общие (CD3-CD16+CD56+), отн. и абс. кол.; Т-лимф. с маркерами NK клеток (CD3+CD56+), отн. и абс. кол.	ИММУННЫЙ СТАТУС ☐ 130006 Субпопуляция лимфоцитов, расширенная панель Т-лимф. (CD3+CD19-), отн. и абс. кол.; Т-хелперы (CD3+CD4+), отн. и абс. кол.; Т-цитотоксич. лимф. (CD3+CD8+), отн. и абс. кол.; Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/CD3+CD8+); В-лимф. (CD3-CD19+), отн. и абс. кол.; Активир. Т-лимф., экспрессир. HLA-DR (CD3+HLA-DR+), отн. и абс. кол.; В и NK лимф., экспрессир. HLA-DR+ (CD3-HLA-DR+), отн. и абс. кол.; NK-клетки общие (CD3-CD16+CD56+), отн. и абс. кол.; Т-лимф. с маркерами NK клеток (CD3+CD56+), отн. и абс. кол.; NK-клетки цитокин-продуцир. (CD3-CD56+), отн. кол-во; Лимф., экспрессир. маркер активации апоптоза CD95+, отн. кол.; Активир. цитотоксич. Т-лимф., экспрессир. CD38+ (CD45+CD8+CD38+), отн. кол. от всех лимф.; Активир. Т-лимф., экспрессир. CD38+ (CD3+CD8+CD38+), отн. кол. от цитотоксич. Т-лимф.; Активир. Т-лимф., экспрессир. α-цепь рецептора IL-2 (CD3+CD25+) ☐ 130021 Субпопуляция лимф., В1-лимфоциты (CD45+,CD19+,CD5+) отн. и абс. кол.	КРОВЬ с ЭДТА ☐ 130015 Субпопуляция лимф., «наивные» CD4+ лимф./клетки памяти. Т-хелперы наивные (CD4+CD45RA+), отн. и абс. кол.; Т-хелперы активир./памяти (CD4+CD45RO+), отн. и абс. кол.; Соотношение наивных клеток/клеток памяти (CD4+CD45RA+/CD4+CD45RO+) ☐ 130019 Функцион. маркеры, CD8/CD57. Активир. цитотоксические Т-лимф., экспрессир. CD57+ (CD45+CD8+CD57+), отн. кол. от всех лимф.; Активир. Т-лимф., экспрессир. CD57+ (CD3+CD8+CD57+), отн. кол. от цитотоксических Т-лимф. ☐ 130035 Иммунофенотипир. биол. материала для выявл. негемопозитических маркеров. Субпопуляция моноцитов. Классич. моноциты (CD14+CD16-). Промежуточные (восполительные) моноциты (D14+CD16+), отн. кол. Неклассич. моноциты (CD14lowCD16+), отн. кол. Взятие крови для 130035 с 12:00.	
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА ☐ 131001 Интерлейкин 8 ☐ 131002 Интерлейкин 1b После центрифугирования перенести сыворотку в пробирку без наполнителя и сразу заморозить при t=-18...-20°С. Доставить в замороженном виде.	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА ☐ 131004 Интерлейкин 10 После центрифугирования перенести сыворотку в пробирку без наполнителя и сразу заморозить при t=-18...-20°С. Доставить в замороженном виде.	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ КРОВЬ (СЫВОРОТКА) ☐ 130002 Иммуноглобулины IgA/IgM/IgG ☐ 130010 Иммуноглобулин А (IgA) ☐ 130011 Иммуноглобулин М (IgM) ☐ 130012 Иммуноглобулин G (IgG) ☐ 130000 Иммуноглобулин G4 (Ig G4) ☐ 130007 С3-компонент комплемента ☐ 130008 С4-компонент комплемента	Вакуумная пробирка с LI–гепарином ШТРИХКОД ПРОБЫ Хранение и транспортировка t = +18...+25 °С КРОВЬ с ГЕПАРИНОМ ☐ 130036 Фагоцитарная активность лейкоцитов Доставить строго в день взятия крови. Время взятия с 12:00 до вечернего курьера. В пятницу и субботу – приёма крови НЕТ. ☐ 130005 HCT-тест. Время взятия с 12:00.
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ КРОВЬ (СЫВОРОТКА) ☐ 131005 Фактор некроза опухоли - альфа (ФНО-α)	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА ☐ 130004 ЦИК	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ КРОВЬ (СЫВОРОТКА) ☐ 130027 Эстеразный ингибитор C1 комплемента, общий	Вакуумная пробирка с цитратом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАЗМА (ЦИТРАТ НАТРИЯ) ☐ 130028 Эстеразный ингибитор C1 комплемента, функциональный

</					