

Наименование направляющего учреждения

Код направляющего учреждения

Фамилия пациента

Имя пациента

Отчество пациента

Пол пациента

☐ Мужской ☐ Женский

Дата рождения пациента

Д Д - М М - Г Г Г Г

Контактный телефон пациента ☐ ; врача ☐

Беременность ☐ Да ☐ Нет

Срок беременности ☐ Недель

День цикла ☐

Менопауза ☐ лет

Время взятия образца

Ч Ч - М М

Дата взятия образца

Д Д - М М - 2 0 2 Г

Диагноз

Фамилия врача

И.О. врача

Код пациента

Внимание! Для выполнения исследования необходимо обязательное присутствие всех указанных образцов. При взятии крови соблюдайте следующую последовательность заполнения пробирок: **1. Кровь (сыворотка).** **2. Кровь с ЭДТА.** **3. Кровь с флюоридом натрия.**

Дополнительные данные для программы 300147.

Изменение веса
+ ☐ ☐ кг. за период
- ☐ (неделя, месяцев, год)

Повышение уровня холестерина/триглицеридов/ЛПНП ☐ ☐ ☐
Сопутствующие заболевания: ☐ сердечно-сосудистые ☐ сахарный диабет 2 типа

Повышенный аппетит ☐

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ • КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 1

☐ 300140
Здоровая кожа

КРОВЬ (СЫВОРОТКА)

Железо, Са²⁺, Магний, Цинк, ТТГ, Андростенди-
ола глюкоронид, anti-Helicobacter pylori IgG
(кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), Anti-Ascaris
lumbricoides IgG (п.кол.)

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 4

☐ 300147
Формула стройности

ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА **

Холестерин общий, ЛПНП-холестерин,
ЛПВП-холестерин, Триглицериды, С-реактив-
ный белок (высокочувств.), Инсулин, Индекс
НОМА, С- пептид, Кортизол, ТТГ, Лептин

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 3

☐ 300141
Здоровые кожа, волосы и ногти

КРОВЬ (СЫВОРОТКА)

Железо, Са²⁺, Магний, Цинк, ТТГ, Андростенди-
ола глюкоронид, anti-Helicobacter pylori IgG
(кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), Anti-Ascaris
lumbricoides IgG (п.кол.)

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 2 из 3

☐ 300141
Здоровые кожа, волосы и ногти

КРОВЬ (СЫВОРОТКА)

Эссенциальные микроэлементы (комплекс 4):
Кобальт, Марганец, Медь, Селен

Вакуумная пробирка с ЭДТА

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 2 из 4

☐ 300147
Формула стройности

КРОВЬ с ЭДТА

Гликозилированный гемоглобин (Hb A1C)

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 2 из 3

☐ 300141
Здоровые кожа, волосы и ногти

КРОВЬ (СЫВОРОТКА)

Эссенциальные микроэлементы (комплекс 4):
Кобальт, Марганец, Медь, Селен

Вакуумная пробирка с ЭДТА

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 3 из 3

☐ 300147
Формула стройности

КРОВЬ с ЭДТА

Генетическая предрасположенность к избы-
точному весу. Исследование полиморфизмов
в генах: FTO (T>A), PPARG (-87T>C), PPARGC1A
(S482G G>A), PPARGC1B (A203P G>C)
Заключение врача генетика к услуге
«Генетическая предрасположенность
к избыточному весу»

Вакуумная пробирка с ЭДТА

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 3 из 4

☐ 300141
Здоровые кожа, волосы и ногти

КРОВЬ с ЭДТА

Гликозилированный гемоглобин (Hb A1C)

Вакуумная пробирка с флюоридом натрия

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 4 из 4

☐ 300147
Формула стройности

КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ

Глюкоза

На направительном бланке указаны преаналитические требования с условиями хранения образцов до 24 часов, подробнее в Приложении №2.
Для всех образцов кровь (сыворотка) рекомендуется центрифугировать пробирку после формирования фибринового сгустка, но не позднее двух часов после взятия крови (2000 g – 10 минут при t = +18+25 °C). Хранить при t = +2 +8 °C в первичной пробирке.

Особые условия:
** Сразу после центрифугирования перенести сыворотку в пробирку с крышкой-пробкой (без наполнителя) и сразу заморозить при t = -20 °C. Доставить в замороженном виде.

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ • ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ			
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 2 Доставить строго в ПЕРВИЧНОЙ пробирке. Не аликвотировать!	☐ 300321 Здоровые зубы, крепкие кости КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Ca2+	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 2 Вакуумная пробирка с ЭДТА	☐ 300325 Для веганов КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Общий белок, Кальций, Фосфор, Магний, Цинк, Железо, Витамин B12 (Цианокобаламин), Фолиевая кислота, Витамин D (25-hydroxy)
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 2	КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Креатинин, Щелочная фосфатаза, Фосфор, Паратиреоидный гормон, Витамин D (25-hydroxy)	ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 2	КРОВЬ с ЭДТА Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ)
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 2	☐ 300324 Витамины и минералы КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Медь, Селен	☐ СИТО Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 5 Вакуумная пробирка с ЭДТА	☐ приоритет обычный ☐ 300329 Водно-солевой баланс, отёки КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Общий белок, Na+/K+/Cl-, ТТГ (тиреотропный гормон)
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 2	КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Кальций, Фосфор, Магний, Цинк, Железо, Витамин B12 (Цианокобаламин), Фолиевая кислота, Витамин D (25-hydroxy)	ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 5 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия	КРОВЬ с ЭДТА Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 3	☐ 300326 Баланс жизни КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Магний, Цинк, Витамин B12 (Цианокобаламин), Фолиевая кислота, Витамин D (25-hydroxy)	ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 3 из 5 1 вакуумная пробирка	КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 3	КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Селен	ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 4 из 5 Контейнер пластиковый универсальный	МОЧА Общий анализ мочи
Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 3 из 3 Не центрифугировать. Заморозить в ПЕРВИЧНОЙ пробирке	ЗАМОРОЖЕННАЯ КРОВЬ (ЭДТА) Омега-3 индекс методом ГХ-ПИД – отношение EPA, DPA и DHA жирных кислот к суммарному содержанию жирных кислот в цельной крови и эритроцитарных мембранах	ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 5 из 5	МОЧА (РАЗОВАЯ ПОРЦИЯ) Альбумин-креатининовое соотношение (АКС)