

Наименование направляющего учреждения

Код направляющего учреждения

Фамилия пациента

Имя пациента

Отчество пациента

Пол пациента
☐ Мужской ☐ Женский

Дата рождения пациента

Д Д — М М — Г Г Г Г

Контактный телефон пациента ☐ ; врача ☐

Беременность ☐ Да ☐ Нет

Срок беременности ☐ Недель

День цикла ☐

Менопауза ☐ лет

Время взятия образца

Ч Ч — М М

Диагноз

Дата взятия образца

Д Д — М М — 2 0 2 Г

Фамилия врача

И.О. врача

Код пациента

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ • ГОРМОНЫ • ОНКОМАРКЕРЫ

☐ СИТО ☐ приоритет обычный

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 1

☐ 300014
Гормональный статус (женский)
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)*
ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, ДГЭА-сульфат

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 1

☐ 300103
Диагностика функции щитовидной железы (скрининг)(3 теста)
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 1

☐ 300132
Гормональный статус женский (включает прогестерон)
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)*
ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, ДГЭА-сульфат, прогестерон

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 1

☐ 300005
Диагностика функции щитовидной железы (расширенная)(5 тестов)
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 1

☐ 300105
Гормональный статус (в менопаузе)
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, ТТГ, прогестерон

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 1

☐ 300104
Диагностика функции щитовидной железы (мониторинг терапии)
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
Т4 свободный, ТТГ

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 1

☐ 300106
Гиперандрогения (у женщин)
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)*
ЛГ, ФСГ, Тестостерон, ДГЭА-сульфат, ГСПГ, Индекс свободных андрогенов (FAI)

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 1

☐ 300013
Гормональный статус (мужской)
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)*
ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 1

☐ 300062
Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в перименопаузе
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
HE4, CA125, % PREM ROMA (прогностическая вероятность)

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 1

☐ 300063
Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в постменопаузе
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
HE4, CA125, % POST ROMA (прогностическая вероятность)

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЙ • ОНКОМАРКЕРЫ

приоритет обычный

Для услуги 300075 сразу после центрифугирования перенести сыворотку в пробирку без наполнителя. Хранить при t = +2+8 °C

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 1

☐ 300075
Индекс здоровья простаты (phi). Оценка вероятности наличия рака предстательной железы
КРОВЬ (СЫВОРОТКА) АЛИКВОТА
PSA свободный, PSA общий, PSA св./PSA общ.*100%, -2proPSA, phi

Внимание! На направительном бланке указаны преаналитические требования с условиями хранения образцов до 24 часов, подробнее в Приложении №2.
Для всех образцов кровь (сыворотка) рекомендуется центрифугировать пробирку после формирования фибринового сгустка, но не позднее двух часов после взятия крови (2000 g – 10 минут при t = +18+25 °C). Хранить при t = +2 +8 °C в первичной пробирке.
* Центрифугировать как можно скорее после формирования фибринового сгустка (2000 g – 10 минут при t = +18+25 °C). Хранить при t = +2 +8 °C в первичной пробирке.

Катехоламины, серотонин и их производные • метод ВЭЖХ			приоритет обычный
Контейнер пластиковый универсальный ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] [] ☐ 300040 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) ☐ 300445 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин	МОЧА (СУТОЧНАЯ) Указать суточный диурез [] [] [] [] мл ☐ 300041 Метаболиты катехоламинов и серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) ☐ 300043*** Промежуточные метаболиты катехоламинов (метанефрин и норметанефрин), свободные ☐ 300444*** Промежуточные метаболиты катехоламинов (метанефрин и норметанефрин), общие	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] [] Образец № 1 из 2 Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] [] Образец № 2 из 2	☐ 300022 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА** Серотонин ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАЗМА (ЭДТА)** Адреналин Норадреналин Дофамин
Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] []	Метод ВЭЖХ-МС ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАЗМА (ЭДТА)** ☐ 090076 Гистамин	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] []	Метод ВЭЖХ ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА** ☐ 060504 Серотонин
ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ • ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК • ПЕЧЕНИ			☐ СИТО ☐ приоритет обычный
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] [] Образец № 1 из 2 Вакуумная пробирка со стабилизатором ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] [] Образец № 2 из 2	☐ 300027 Диагностика заболеваний почек КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Са ²⁺ /Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ , Магний, Фосфор МОЧА Общий анализ мочи	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] [] Образец № 1 из 2 Контейнер пластиковый универсальный ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] [] Образец № 2 из 2	☐ 110104 Проба Реберга КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Креатинин Суточный диурез [] [] [] [] мл Вес [] [] [] кг МОЧА (СУТОЧНАЯ) Креатинин
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] [] Образец № 1 из 1	☐ 300012 Диагностика функции печени КРОВЬ (СЫВОРОТКА) АЛТ, АСТ, ГГТ, Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямо (неконъюгированный), Общий белок + Белковые фракции	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] [] Образец № 1 из 1	☐ 300009 Обследование перед вакцинацией против гепатитов А и В КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Anti-HAV IgG (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HBs (кол.)
ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ • ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ			приоритет обычный
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] [] Образец № 1 из 1	☐ 210010 Комплекс биохимических исследований для расчета ФиброТеста КРОВЬ (СЫВОРОТКА) АЛТ, Аро А1, Билирубин общий, ГГТ, Гаптоглобин, Альфа-2 макроглобулин	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] [] Образец № 1 из 3 Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] [] Образец № 2 из 3 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ [] [] [] [] [] [] [] [] Образец № 3 из 3	☐ 210011 Комплекс биохимических исследований для расчета НЭШ-ФиброТеста КРОВЬ (СЫВОРОТКА) АЛТ, АСТ, Аро А-1, Билирубин общий, Холестерин общий КРОВЬ (СЫВОРОТКА) ГГТ, Гаптоглобин, Триглицериды, Альфа-2-макроглобулин КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза

** Центрифугировать пробирки не позднее двух часов после взятия (2000 g – 10 минут при t = +18+25 °C), перенести образцы в отдельные пробирки с крышечкой-пробкой (без наполнителя) и сразу заморозить при t = -18 -20 °C. Доставить в замороженном виде.

*** Консервант лимонная кислота не используется.

Заказ оформить на новом бланке, мочу доставить в отдельном контейнере.

Одновременный заказ с 300040, 300041 или 300445 невозможен.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

[] []

Бланк заказа заполняется только печатными буквами
черной или синей ручкой!

☒ Выбрать
☐ Отменить

ZE10