






ШТРИХ КОД ПРОБЫ 	Исследование выдыхаемого воздуха <b>МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИЙ • НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА</b>	приоритет обычный	ВЫДЫХАЕМЫЙ ВОЗДУХ
	<input type="checkbox"/> <b>049002</b> Helicobacter pylori, <sup>13</sup> C-уреазный дыхательный тест		


**ВНИМАНИЕ!** Для выполнения услуги 049002 обязательно присутствие двух проб выдыхаемого воздуха, каждая проба должна быть промаркирована одинаковым штрих-кодом (дважды распечатать штрих-код с одним номером).

### Последовательность проведения теста:

**Исследование проводится утром натощак или не менее чем через 6 часов после последнего приема пищи.**

1. Выпить 100-200 мл сока, принесенного с собой (апельсиновый, грейпфрутовый).\*
2. Через 5-10 мин. после приема сока выдохнуть в пакет **с наклейкой синего цвета (базовая проба)**. Выдох должен быть полный, без усиленного вдоха. Сразу герметично закрыть пакет!
3. Осторожно открыть флакон с реагентом (<sup>13</sup>C-Мочевина (99%), 50 мг) и налить в него воду комнатной температуры (дистиллированную, питьевую негазированную) в объеме 50 мл.
4. Содержимое флакона с полностью растворенным реагентом выпить в течение 5 мин. после приготовления.
5. **Дети от 5 до 12 лет выпивают половину** приготовленного раствора (25 мл), для этого необходимо половину раствора перелить из флакона в другую емкость. Оставшийся раствор вылить.
6. Пациент старше 12 лет выпивает приготовленный раствор полностью (50 мл).
7. После приема раствора находиться **в спокойном состоянии (сидя)** в течение 30 мин.
8. **Строго через 30 мин.** после приема раствора выдохнуть воздух в пакет **с наклейкой красного цвета (диагностическая проба)**. Выдох должен быть полный, без усиленного вдоха. Сразу герметично закрыть пакет!
9. Герметично закрытые пакеты с пробами воздуха упаковать в один zip-пакет и отправить в лабораторию. Хранение и транспортировка образцов с пробами при T=+17+25°C в течение 48 часов (более длительный срок хранения необходимо согласовать с лабораторией).

\* при наличии аллергической реакции на цитрусовые можно использовать яблочный сок (предпочтительно из зеленых яблок).

ШТРИХ КОД ПРОБЫ 	Исследование крови <b>МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИЙ • МЕТОД ИФА</b>	приоритет обычный	КРОВЬ с ГЕПАРИНОМ
	<input type="checkbox"/> <b>044401</b> Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза)		<b>ВНИМАНИЕ!</b> Хранить и транспортировать биоматериал при T=+18+25°C в первичном контейнере в вертикальном положении. <b>Образец не охлаждать!</b> Доставить в лабораторию как можно скорее. <b>Более 16 часов образцы не хранятся!</b>



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  
ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

Бланк заказа заполняется только печатными буквами  
черной или синей ручкой!

Выбрать  
 Отменить

R08

