



Наименование направляющего учреждения				Код направляющего учреждения			
Фамилия пациента				Имя пациента			
Отчество пациента				Пол пациента		Дата рождения пациента	
				<input type="checkbox"/> Мужской <input type="checkbox"/> Женский		ДД – ММ – ГГГГ	
Контактный телефон пациента <input type="checkbox"/> ; врача <input type="checkbox"/>		Беременность		Срок беременности		Время взятия образца	
		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		_____ Недель		ЧЧ – ММ	
Диагноз				Менопауза		Дата взятия образца	
				_____ лет		ДД – ММ – 202Г	
Фамилия врача				И.О. врача		Код пациента	

Внимание! Для выполнения исследования необходимо обязательное присутствие всех указанных образцов. При взятии крови соблюдайте следующую последовательность заполнения пробирок: **1. Кровь (сыворотка)**. **2. Кровь с ЭДТА**. **3. Кровь с флюоридом натрия**.

Дополнительные данные (для программы 300147)

Изменение веса	+ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	кг. за период	(неделя, месяцев, год)	Повышение уровня холестерина/триглицеридов/ЛПНП	<input type="checkbox"/>	Повышенный аппетит:	<input type="checkbox"/>
	- <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Сопутствующие заболевания:	<input type="checkbox"/>	сердечно-сосудистые	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	сахарный диабет 2 типа	

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ • КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ

приоритет обычный

Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХ КОД ПРОБЫ <input type="checkbox"/> 300140 Здоровая кожа КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Железо, Са2+, Магний, Цинк, ТТГ, Андростенди-ола глюкоронид, anti-Helicobacter pylori IgG (кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), Anti-Ascaris lumbricoides IgG (п.кол.)	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХ КОД ПРОБЫ <input type="checkbox"/> 300147 Формула стройности ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА ** Холестерин общий, ЛПНП-холестерин, ЛПВП-холестерин, Триглицериды, С-реактивный белок (высокочувств.), Инсулин, Индекс НОМА, С- пептид, Кортизол, ТТГ, Лептин
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХ КОД ПРОБЫ <input type="checkbox"/> 300141 Здоровые кожа, волосы и ногти КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Железо, Са2+, Магний, Цинк, ТТГ, Андростенди-ола глюкоронид, anti-Helicobacter pylori IgG (кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), Anti-Ascaris lumbricoides IgG (п.кол.)	Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХ КОД ПРОБЫ КРОВЬ с ЭДТА Гликозилированный гемоглобин (Hb A1C)
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХ КОД ПРОБЫ КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Эссенциальные микроэлементы (комплекс 4): Кобальт, Марганец, Медь, Селен	Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХ КОД ПРОБЫ КРОВЬ с ЭДТА Генетическая предрасположенность к избы-точному весу. Исследование полиморфизмов в генах: FTO (T>A), PPARΔ (-87T>C), PPARGC1A (S482G G>A), PPARGC1B (A203P G>C) Заключение врача генетика к услуге «Генетическая предрасположенность к избыточному весу»
Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХ КОД ПРОБЫ КРОВЬ с ЭДТА Гликозилированный гемоглобин (Hb A1C)	Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХ КОД ПРОБЫ КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза

Внимание! На направительном бланке указаны преаналитические требования с условиями хранения образцов **до 24 часов**, подробнее в Приложении №2. Для всех образцов кровь (сыворотка) рекомендуется **центрифугировать** пробирку после формирования фибринового сгустка, но **не позднее двух часов** после взятия крови (2000 г – 10 минут при T=+18+25 °C). Хранить при T=+2 +8 °C в первичной пробирке.

Особые условия:

** Сразу после центрифугирования **перенести сыворотку в пробирку с крышкой-пробкой (без наполнителя) и сразу заморозить при T=-20 °C**. Доставить в замороженном виде.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

Бланк заказа заполняется только печатными буквами черной или синей ручкой!

Выбрать
 Отменить

ZK03