

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

МАРКЕРЫ НАРУШЕНИЙ ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)
Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Замороженная плазма (ЭДТА)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Альдостерон (Aldosterone)	230.0	<376.0	пг/мл
Примечание к Альдостерон: Для образцов, взятых у пациентов в положении лежа (после 30 мин. лежания), используйте диапазон референсных значений < 239.0 пг/мл.			
Ренин (Direct Renin)	24.3	4.2-45.6	мкМЕ/мл
Примечание к Ренин (прямой тест): Для образцов, взятых у пациентов в положении лежа (после 30 мин. лежания), используйте диапазон референсных значений 3.11 - 41.2 мкМЕ/мл.			
Альдостерон-рениновое соотношение (АРС)	4.89	<25.0	пг/мкМЕ
Референсные значения альдостерона, ренина и пороговое значение Альдостерон-ренинового соотношения валидированы для лиц старше 18 лет.			

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СКО3.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2024 (ISO 15189:2022) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.288, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:
Дата печати результата:

Результат выдал: _____
подпись