

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

КАРДИОМАРКЕРЫ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)	
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа	1 567.00	См. комменарий	пг/мл

Комментарий к NT-proBNP:
Согласно Клиническим исследованиям ICON (International Collaborative NT-proBNP) для диагностики хронической сердечной недостаточности у взрослых пациентов с симптомами (например одышкой) при постепенном развитии заболевания значения <125 пг/мл с высоким уровнем достоверности исключают сердечную недостаточность. Порог для исключения острой сердечной недостаточности: значение NT-proBNP <300 пг/мл. Порог для исключения хронической сердечной недостаточности при фибрилляциях предсердий (ФП) или трепетаниях предсердий (ТП) – значение NT-proBNP <375 пг/мл. Оптимальные пороговые значения, установленные исследовательской группой ICON у взрослых пациентов с острой одышкой: до 50 лет – <450 пг/мл, 50-75 лет – <900 пг/мл, более 75 лет – <1800 пг/мл.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:	Результат выдал: _____ подпись
Дата печати результата:	