

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь с ЭДТА		
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.	
Исследование субпопуляций лимфоцитов, «наивные» CD4+ лимфоциты/клетки памяти				
Общее количество лейкоцитов	5.95	4.50-13.00	10 ⁹ /л	
Лимфоциты	29.00	19.00-37.00	%	
T-хелперы наивные (CD4+CD45RA+), %	22	20-40	%	
T-хелперы наивные (CD4+CD45RA+)	0.380	0.272-1.123	10 ⁹ /л	
T-хелперы активированные/памяти (CD4+CD45RO+), %	15	5-25	%	
T-хелперы активированные/памяти (CD4+CD45RO+)	0.259	0.068-0.702	10 ⁹ /л	
Соотношение наивных клеток/клеток памяти (CD4+CD45RA+/CD4+CD45RO+)	1.50 ▲	0.45-1.25		

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)