

Наименование направляющего учреждения

Код направляющего учреждения

Фамилия пациента

Имя пациента

Отчество пациента

Пол пациента

☐ Мужской ☐ Женский

Дата рождения пациента

ДД – ММ – ГГ ГГ

Контактный телефон пациента ☐ ; врача ☐

Беременность ☐ Да ☐ Нет

Срок беременности

Неделя

День цикла

Менопауза

лет

Время взятия образца

ЧЧ – ММ

Дата взятия образца

ДД – ММ – 202Г

Диагноз

Фамилия врача

И.О. врача

Код пациента

Дополнительные данные для программ 300020 и 300021

Проводилось ли вам лечение инфекции Хеликобактер Пилори?

☐ больше года назад ☐ меньше года назад ☐ нет ☐ не знаю

Принимали ли вы препараты, снижающие выработку соляной кислоты в желудке – ингибиторы протонной помпы (Омез, Омепразол, Ультоп, Нексиум, Ортанол и другие препараты этой группы)?

☐ постоянно ☐ время от времени ☐ нет ☐ не знаю

Сколько дней прошло с момента последнего приема препаратов-ингибиторов протонной помпы, если принимали их ранее (укажите прочерк при невозможности заполнить)?

дней

Симптомы повышенной кислотности (изжога, отрыжка кислым) беспокоят вас постоянно?

☐ постоянно ☐ нет ☐ не знаю

Принимаете ли вы постоянно нестероидные противовоспалительные средства (Аспирин, Тромбо АСС, Ибупрофен, Диклофенак, Мелоксикам и другие препараты этой группы)?

☐ постоянно ☐ нет ☐ не знаю

Должность лица, направляющего биоматериал на исследование

ФИО, направляющего биоматериал на исследование

Подпись лица, направляющего биоматериал на исследование

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ. НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА

Вакуумная пробирка с ЭДТА

ШТРИХКОД ПРОБЫ

☐ 300020 Гастропанель (скрининг)
ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАЗМА** (ЭДТА)
Пепсиноген I
Пепсиноген II
Гастрин - 17 базальный
Anti-Helicobacter pylori IgG

«Базальный» образец (В)

ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 1 из 2
«Стимулированный» образец (S)
ШТРИХКОД ПРОБЫ

Образец № 2 из 2
Пациент приносит с собой один из 6 видов нижеперечисленных продуктов:
2 отварных куриных яйца;
не менее 115 г отварной куриной грудки;
не менее 115 г нежирного творога (2-5%);

☐ 300021 Гастропанель
ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАЗМА** (ЭДТА)
Пепсиноген I
Пепсиноген II
Гастрин - 17 базальный
Anti-Helicobacter pylori IgG

ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАЗМА** (ЭДТА)
Гастрин - 17 стимулированный
Кровь сдается через 20 минут после употребления пищевого белкового продукта для стимуляции выработки Гастрина-17
не менее 115 г отварной говядины;
не менее 115 г темпе (соевый продукт);
не менее 265 г тофу (соевый продукт).

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА

КРОВЬ (СЫВОРОТКА)

☐ 090084 Пепсиноген-I

☐ 090085 Пепсиноген-II

☐ 090086 Пепсиноген-I /Пепсиноген-II. Расчет соотношения

Расходные материалы для исследования синовиальной жидкости (пробирка с ЭДТА 1 мл + сухая пробирка с крышкой-пробкой) ШТРИХКОД ПРОБЫ Прислать 2 пробирки в 1 zip-пакете!	СИНОВИАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ		СИНОВИАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ (ЭДТА + СУХАЯ ПРОБИРКА)
	☐ 110350 Исследование синовиальной жидкости (химические свойства и микроскопия)		

БИОХИМИЯ • ОНКОМАРКЕРЫ • ПОРФИРИНЫ			
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ 	КРОВЬ (СЫВОРОТКА)	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ 	КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
	☐ 090055 Альфа-2 макроглобулин		☐ 070030 МСА (муциноподобный ракоассоциированный антиген)
Контейнер пластиковый универсальный ШТРИХКОД ПРОБЫ Замораживать не менее 4 часов. Доставить в замороженном виде.	ЗАМОРОЖЕННАЯ МОЧА (СУТОЧНАЯ)	Контейнер пластиковый универсальный ШТРИХКОД ПРОБЫ Замораживать не менее 4 часов. Доставить в замороженном виде.	ЗАМОРОЖЕННАЯ МОЧА (СУТОЧНАЯ)
	☐ *Указать суточный диурез мл ☐ 090129** Копропорфирины (скрининг) в суточной моче методом спектрофотометрии		☐ *Указать суточный диурез мл ☐ 090132** Порфирины, колич. определение в суточной моче методом ВЭЖХ-МС/МС (7 показателей): гексакарбоксил, гептакарбоксил, копропорфирин I, копропорфирин III, пентакарбоксил, порфибилиноген, уропорфирин

ОНКОМАРКЕРЫ			
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ После центрифугирования заморозить сыворотку в первичной пробирке с разделительным гелем	Контейнер пластиковый универсальный ШТРИХКОД ПРОБЫ 	Контейнер пластиковый универсальный ШТРИХКОД ПРОБЫ 	Контейнер пластиковый универсальный ШТРИХКОД ПРОБЫ
	ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА	МОЧА	МОЧА (СУТОЧНАЯ)
☐ 070027 М-градиент, моноклональность иммуноглобулинов, скрининг ☐ 070028 М-градиент, моноклональность IgA, IgM, IgG, kappa, lambda, типирование	☐ 070026 Белок Бенс-Джонса, исследование моноклональности иммуноглобулинов в утренней порции мочи, типирование	☐ *Указать суточный диурез мл ☐ 070029* Белок Бенс-Джонса, исследование моноклональности в суточной моче, типирование	☐ 070007 УВС Средняя порция мочи (не следует использовать первую утреннюю мочу)

17-КЕТОСТЕРОИДОВ		ДЕЗОКСИПИРИДИНОЛИН	
Контейнер пластиковый универсальный ШТРИХКОД ПРОБЫ 	МОЧА (СУТОЧНАЯ)	Контейнер пластиковый универсальный ШТРИХКОД ПРОБЫ 	МОЧА
	☐ *Указать суточный диурез мл ☐ 060203* 17-кетостероидов		☐ 090121 Дезоксипиридинолин Первая или вторая порция утренней мочи