

Наименование направляющего учреждения

Код направляющего учреждения

Фамилия пациента

Имя пациента

Отчество пациента

Пол пациента

☐ Мужской ☐ Женский

Дата рождения пациента

Д Д - М М - Г Г Г Г

Контактный телефон пациента ☐ ; врача ☐

Беременность ☐ Да ☐ Нет

Срок беременности

☐ Недель ☐ лет

День цикла

Менопауза

Время взятия образца

Ч Ч - М М

Диагноз

Дата взятия образца

Д Д - М М - 2 0 2 Г

Фамилия врача

И.О. врача

Код пациента

Дополнительные параметры для исследований на лицевой стороне бланка:

Прием гормональных препаратов ☐ Да ☐ Нет

Наименование принимаемого гормонального препарата (указать)

При обследовании женщин, обязательно заполнить соответствующие поля в шапке бланка: беременность, срок беременности, день цикла, менопауза.

Вакуумная пробирка с разделительным гелем	Исследование крови		ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА
ШТРИХКОД ПРОБЫ 	☐ 060013 Эстрадиол ВЭЖХ ☐ 060015 Эстрогены (эстрадиол, эстрон и эстриол) ВЭЖХ ☐ 060019 Прогестерон ВЭЖХ	☐ 060020 17-ОН прогестерон ВЭЖХ ☐ 060215 Тестостерон ВЭЖХ ☐ 060213 Дегидроэпиандростерон-сульфат ВЭЖХ	☐ 060250 Стероидный профиль ВЭЖХ (12 параметров): тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, 17-ОН-прегненолон, кортизол, кортизон, 11-дезоксикортизол, 21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, дезоксикортикостерон, кортикостерон, прогестерон
Вакуумная пробирка с разделительным гелем	ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА	Вакуумная пробирка с разделительным гелем	КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
ШТРИХКОД ПРОБЫ 	☐ 060021 Прегненолон ВЭЖХ-МС/МС	ШТРИХКОД ПРОБЫ 	☐ 060308 ТЗ реверсивный, ВЭЖХ-МС/МС
Вакуумная пробирка с разделительным гелем	КРОВЬ (СЫВОРОТКА) АЛИКВОТА	Исследование слюны	СЛЮНА
ШТРИХКОД ПРОБЫ 	☐ 060309 Индекс ТЗ/гТЗ (ТЗ общий, ТЗ реверсивный, расчет соотношения), ВЭЖХ-МС/МС	Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя) ШТРИХКОД ПРОБЫ *Замораживать не менее 4 часов. Доставить в замороженном виде (объем ½ пробирки, без учёта пузырьков воздуха).	☐ 060014* Эстрадиол ВЭЖХ ☐ 060214* Дегидроэпиандростерон ВЭЖХ ☐ 060216* Тестостерон ВЭЖХ
Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	СЛЮНА	Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	СЛЮНА
ШТРИХКОД ПРОБЫ 	☐ 060251* Стероидный профиль ВЭЖХ (4 параметра): тестостерон, кортизол, эстрадиол, прогестерон	ШТРИХКОД ПРОБЫ 	☐ 060252* Стероидный профиль ВЭЖХ (8 параметров): тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17-ОН-прогестерон
Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	СЛЮНА	Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	СЛЮНА
ШТРИХКОД ПРОБЫ 	☐ 060406* Кортизол ВЭЖХ	ШТРИХКОД ПРОБЫ Слюну собирать при слабом освещении. Пробирку сразу обернуть фольгой и заморозить	☐ 060552* Мелатонин ВЭЖХ-МС (ночная порция слюны) Ночь (02:00-03:00)
Исследование слюны	☐ 060553* Мелатонин ВЭЖХ-МС (4 порции слюны)		СЛЮНА
Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)
ШТРИХКОД ПРОБЫ Утро (7:00-9:00) Слюну собирать при слабом освещении. Пробирку сразу обернуть фольгой и заморозить	ШТРИХКОД ПРОБЫ День (15:00-17:00) Слюну собирать при слабом освещении. Пробирку сразу обернуть фольгой и заморозить	ШТРИХКОД ПРОБЫ Вечер (22:00-24:00) Слюну собирать при слабом освещении. Пробирку сразу обернуть фольгой и заморозить	ШТРИХКОД ПРОБЫ Ночь (02:00-03:00) Слюну собирать при слабом освещении. Пробирку сразу обернуть фольгой и заморозить

Дополнительные параметры для исследований из раздела "Исследования мочи":

Прием гормональных препаратов

☐ Да

☐ Нет

Наименование принимаемого гормонального препарата (указать)

При обследовании женщин, обязательно заполнить соответствующие поля в шапке бланка: беременность, срок беременности, день цикла, менопауза.

Контейнер пластиковый универсальный	Исследование мочи		МОЧА (разовая)
ШТРИХКОД ПРОБЫ	☐ 060018 Комплексное определение метаболитов эстрогена ВЭЖХ-МС/МС (8 параметров, расчет соотношений): креатинин, 16a-OHE1, 2-OHE2, 2-OHE1, 20H(E1+E2), 2-OMeE1, 4-OMeE1, 4-OHE1		
Контейнер пластиковый универсальный	**Указать суточный диурез мл	Контейнер пластиковый универсальный	**Указать суточный диурез мл
ШТРИХКОД ПРОБЫ Для сбора суточной мочи требуется лимонная кислота	МОЧА (суточная)	ШТРИХКОД ПРОБЫ Для сбора суточной мочи требуется лимонная кислота	МОЧА (суточная)
☐ 060016** Эстрогены (эстрадиол, эстрон, эстриол) и прегнандиол ГХ-МС	☐ 060017** Комплексное определение метаболитов эстрогена и прогестерона ВЭЖХ-МС/МС (10 параметров, расчет соотношений): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16a-OHE1, 2-OHE2, 2-OHE1, 2-OMeE1, 4-OMeE1, 4-OHE1, прегнандиол		☐ 060217** Андрогены и их метаболиты ВЭЖХ-МС/МС (8 параметров, расчет соотношений): дегидроэпиандростерон, андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол

Дополнительные параметры для исследований из раздела "Лекарственный мониторинг":

Время взятия образца

ЧЧ

 -

ММ

Дата последнего приема терапевтического препарата

ДД

 -

ММ

 -

202Г

Время последнего приема терапевтического препарата

ЧЧ

 -

ММ

Лекарственный мониторинг			
Вакуумная пробирка с ЭДТА	КРОВЬ с ЭДТА	Вакуумная пробирка с ЭДТА	КРОВЬ с ЭДТА
ШТРИХКОД ПРОБЫ	☐ 240100 Эверолимус ВЭЖХ-МС	ШТРИХКОД ПРОБЫ	☐ 240101 Сиролимус ВЭЖХ-МС
Вакуумная пробирка с ЭДТА	КРОВЬ с ЭДТА	Вакуумная пробирка с ЭДТА	КРОВЬ с ЭДТА
ШТРИХКОД ПРОБЫ	☐ 240109 Циклоспорин	ШТРИХКОД ПРОБЫ	☐ 240128 Такролимус
Вакуумная пробирка с ЭДТА	КРОВЬ с ЭДТА	Вакуумная пробирка с ЭДТА	КРОВЬ с ЭДТА
ШТРИХКОД ПРОБЫ	☐ 240115 Циклоспорин ВЭЖХ-МС	ШТРИХКОД ПРОБЫ	☐ 240127 Такролимус ВЭЖХ-МС
Вакуумная пробирка с ЭДТА	КРОВЬ с ЭДТА (ПЛАЗМА)	Вакуумная пробирка с разделительным гелем	ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА
ШТРИХКОД ПРОБЫ	☐ 240110 Вальпроевая кислота ГХ-МС	ШТРИХКОД ПРОБЫ	☐ 240123 Дигоксин ВЭЖХ-МС
Вакуумная пробирка с разделительным гелем			КРОВЬ (СЫВОРОТКА) АЛИКВОТА
ШТРИХКОД ПРОБЫ Для каждого лекарственного препарата кровь собирается в отдельную пробирку *Центрифугировать сразу после формирования фибринового сгустка	☐ 240093 Галоперидол ВЭЖХ-МС ☐ 240102* Карбамазепин ГХ-МС ☐ 240094 Клоназепам ВЭЖХ-МС ☐ 240107 Ламотриджин ГХ-МС ☐ 240124 Ванкомицин методом ВЭЖХ	☐ 240108 Леветирацетам ГХ-МС ☐ 240092 Окскарбазепин ГХ-МС ☐ 240095* Топирамат ВЭЖХ-МС ☐ 240114 Фенитоин ВЭЖХ-МС	☐ 240106 Фенобарбитал ГХ-МС ☐ 240096 Циталопрам ВЭЖХ-МС ☐ 240097* Эсциталопрам ВЭЖХ-МС

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

Бланк заказа заполняется только печатными буквами черной или синей ручкой!

☒ Выбрать☐ Отменить

АС08