

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Врач:		

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал:	Кровь (сыворотка)
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI-2021 - креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI Creatinine Equation)	104	Характеристика функции почек по скорости клубочковой фильтрации:	
		≥90 - Нормальная или высокая (G1);	
		60-89 - Незначительно снижена (G2);	мл/мин/1.73 м²
		45-59 - Умеренно снижена (G3a);	
		30-44 - Существенно снижена (G3b);	
Креатинин (Crea)	73.40	64.00-104.00	мкмоль/л

Комментарий к расчету скорости клубочковой фильтрации по CKD-EPI:
Алгоритм расчета CKD-EPI (2021) применяется для лиц от 18 лет и старше. С возрастом отмечается снижение СКФ. Средние значения СКФ в возрасте 60-69 лет: 85 мл/мин/1,73кв.м.; в возрасте 70 лет и старше: 75 мл/мин/1,73кв.м.
Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:
Дата печати результата: Результат выдал:

